

CATVIRUS.COM FIP TANI AKIŞ ŞAMASI-ADIMLARI İZLE

2. YAŞ FIP

- ✓ kedi parlak yada donuk ve mat
- ✓ İlimli ateş 39.0-39,5 C
- ± Karın gerginliği/Karında sıvı toplanması
- ± Dispne-nefes darlığı-, Plevral efüzyon
- ± Pericardial effusion/Kalpkesesi içinde sıvı toplanması

1.TARİHÇE

- Son zamanlardaki çoklu kedî çevresi (örneğin koruma barınakları,kedi yetiştiricisi, yada diğer FCoV kaynakları -yeni kedi yavrusu gibi stresin (gerginliğin) yakın zamanlardaki tarihi : örneğin evlad edinme,yatılı kedi pansiyonu, yaş FIP de günler ve haftalar içinde , kuru FIP de pekçok hafta içinde kısırlaşma.

2.KLİNİK MUAYENE

Sulu yada kuru FIP ?

2. ? KURU FIP

- ✓ 4 günden fazla süren ilimli ateş
- ✓ ağırlık kaybı
- ✓ donukluk
- ✓ iştahsızlık
- ✓ genişlemiş mezenterik (bağırsak) lenf düğümleri
- ± sarılık/icterus
- ✓ göz küresi içinde oluşan belirtiler(üvetis-uvea yangisi, keratic precipitates, aqueous flare,retinal vessel cuffing/retina damari sarılması
- ± nörolojik belirtiler (havaleler,ataxia-kas düzensizlikleri-,

4. EFÜZYON ANALİZİ

FIP OLASI DEĞİL GİBİ ← Cerahatli kan	Görünüm Saman rengi, berrak, güzel kokmuyor	→ FIP OLASI
FIP %97 olası değil ← Negatif	Rivalta testi Pozitif	→ FIP OLASI
FIP DEĞİL ← < 10g/l	FIP OLASI DEĞİL < 30g/litre	→ FIP OLASI
FIP DEĞİL ← > 0.8	Albumin: globulin oranı < 0.8	→ FIP OLASI
FIP OLASI DEĞİL GİBİ ← > 2 x 10 ⁹ /l	Beyaz kan hücresi toplam sayısı > 2 x 10 ⁹ /l	→ FIP OLASI
FIP DEĞİL ← Genellikle lenfosit	Hücrelerin tanımı; Nötrofil ve Makrofajlar	→ FIP OLASI
OLASI OLMAMAKLA BİRLİKTE HALA MÜMKÜN ← Negatif	KLİNİK FCoV antikor testi Pozitif	→ FIP OLASI

4. UZMAN LABORATUAR TESTİ

FIP DEĞİL ← < 500 µg/ml	alfa-1 asid glycoprotein >1500 µg/ml	→ FIP MÜMKÜN
Seronegatif ← FCoV immüno fluoresan antikor testi	Yüksek titre	→ FIP MÜMKÜN
FIP MÜMKÜN ← negatif	sıvı içersinde RT-PCR tarafında virüs bulundu	→ FIP
FIP MÜMKÜN ← negatif	makrofajda bulunan virüs pozitif *	→ FIP

Bazı kriterler uyuyor - 4.cü basamağa geç

Tüm kriterler uyuyor - 5.ci basamağa geç

3.KAN ÖRNEĞİ :

<30%	Haematocrit	>30%
Rejeneratif olmayan /	Anaemia	Rejenerative/
Lenfopeni	Lenfosit sayımı	Normal
Hyperglob	>46 g/l	Globulin
< 0.7	Albumin:globulin	> 0.7
yükselmiş	Bilirubin	<10µmol/l
Yüksek	FCoV antikor titresi	Seronegative

5. FIP İÇİN TEDAVİ

Pred 2 mg/kg günlük yarım doz her 7 - 10 gün
Feline interferon omega (Virbagen Omega):
- sulu FIP : 1 MU/kg karın yada göğüs boşluğuna sonra s/c iki günde bir
- kuru FIP : 50,000 – 100,000 U ağızdan günlük yada Polyprenyl Immunostimulant 3mls ağızdan iki günde bir

bkz tedaviyle ilgili son bilgiler: www.catvirus.com

EFÜZYON, FIP EFÜZYONUNDAN FARKLI İSE

- ± Sitolojide bulunan bakteriler
- ± Ağırlıklı olarak lenfosit hücreleri
- ± Kanserli hücreler < 30 g/L
- ± Proteinler < 30 g/L
- ± Albumin :globulin > 0.8
- ± Beyaz kan hücreleri >2 x 10⁹/l

ULTRASON/ARAŞTIRMA AMAÇLI KARIN YARMA AMELİYATI/BİYOPSİ/MRG araştırınız.

- ± Tümör
- ± Kalp hastalığı
- ± Kara Çiğer hastalığı
- ± Bakterili peritonit, plörezi
- ± Diyafram fitiği
- ± Diğer

4. UZMAN LABORATUAR TESTİ

CSF de yüksek FCoV antikor titresi	Positiv †
CSF de FCoV RT-PCR	Positiv
FNA lenf düğümünde FCoV FCoV RT-PCR	Positiv
göziçi sıvısında FCoV RT-PCR	Positiv
Alpha-1 acid glycoprotein	yüksek >1500 µg/ml

eğer tüm bu kriterler normal ise FIP DEĞİLDİR; DİĞER TANILARI DÜŞÜNÜN

*Hala FIP olabilir

± Artı eksi anlamında

MU = Milyon Ünite

† FIP olmayabilir CSF de RNA olsabile